

# P100 指式脉搏血氧仪



指夹式脉搏血氧仪是通过手指来测量人体的血氧饱和度和脉率。该产品操作简单，携带方便适用于家庭、医院（包括内外科手术科、麻醉科、儿科、重症监护等）、氧吧、社区医疗、运动保健等范围。



## 技术参数

显示方式：彩色OLED显示屏，4个显示方向

电源要求：2个1.5V碱性AAA级电池

工作电流：30mA

弱灌注条件下的测量性能：0.3%

尺寸：31mm宽×29mm高×58mm长

重量：50克（含2个AAA碱性电池）

工作温度：5-40℃

储存温度：-10-50℃

环境湿度：15%-80% 工作  
10%-95% 储存

| 测量规格 |                         |
|------|-------------------------|
| SpO2 |                         |
| 测量范围 | 0-100%                  |
| 分辨率  | 1%                      |
| 精度   | 70~100%，2%<br>0-69%，未定义 |
| 脉率   |                         |
| 测量范围 | 25-250bpm               |
| 分辨率  | 1bpm                    |
| 精度   | 2bpm                    |

## 深圳市曼克科技有限公司

地址：深圳市宝安区固戍航城大道安乐工业区 A1 栋 4 楼 A

电话：0755 - 23463463 23463462 传真：0755 - 29553084

邮编：518126

网址：www.medke.com