


SPO2 血氧(P)

Disposable SpO2 Sensors 一次性血氧探头

- Adhesive Tape and Foam are available
无纺布，泡棉可用
- Latex-free
不含乳胶
- Available in adult, pediatric, infant and Neonate sizes
成人，儿童，婴儿，新生儿可用
- Single patient use to reduce cross-contamination
单个病人使用，减少交叉感染



Product types 类别	Photo 图片	P/N Example 型号示例	P/N Guide 型号识别
Adhesive Tape sensor 粘性探头型号		<u>P 1 0 19</u>	P: SpO2 1: disposable sensors 0: Neonate/adult adhesive sensor (1: Infant; 2: Pediatric; 3: Adult) 19: Nellcor (10: GE-Datex; 19A: Nellcor Oximax)
Non-Adhesive Foam sensor 海绵非粘性探头		<u>P 1 8 19A</u>	P: SpO2 1: disposable sensors 8: Neonate/adult foam non-adhesive sensor (9: Infant/Pediatric) 19A: Nellcor Oximax (03: BCI; 10: GE-Datex)
Adhesive Foam sensor 泡棉粘性探头		<u>P 1 4 19</u>	P: SpO2 1: disposable sensors 4: Neonate/adult foam adhesive sensor (5: Infant; 6: Pediatric; 7: Adult) 19: Nellcor(03: BCI; 10: GE-Datex)










Warranty: no warranty for disposable sensors except defectiveness found in the first use

Package: 1pcs/bag, 24pcs/box





保修: 第一次使用时, 若存在质量问题, 换新

包装: 1 个/包, 24 个/箱

DISPOSABLE SPO2 SENSORS 一次性血氧探头

Monitor Manufacturers 监护仪厂家	OEM sensor P/N 探头原厂型号	Adhesive tape sensor 粘附性探头	Adhesive Foam sensor 海绵粘附性探头	Non-Adhesive Foam sensor 海绵非粘附性探头	Size 病人大小	Conn. P/N 接头型号	Adapter Cable 转接线
BCI	1302	P1003	P1403	P1803	Neonate/Adult 成人/新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN81	See BCI SpO2 cables 参考转接线
	1303	P1103	P1503	P1903	Infant 婴儿(1-15kg)		
	1301	P1203	P1603	P1903	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	1300	P1303	P1703	P1803	Adult 成人(>30kg)		
Criticare	573SD	P1007	P1407	P1807	Neonate/Adult 成人/新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN82	See CSI SpO2 cables 参考转接线
	572SD	P1107	P1507	P1907	Infant 婴儿(1-15kg)		
	571SD	P1207	P1607	P1907	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	570SD	P1307	P1707	P1807	Adult 成人(>30kg)		
Datascope	0998-00-0074-04	P1008	P1408	P1808	Neonate/Adult 成人/新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN08	See Datascope SpO2 cables 参考转接线
	0998-00-0074-03	P1108	P1508	P1908	Infant 婴儿(1-15kg)		
	0998-00-0074-04	P1208	P1608	P1908	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	0998-00-0076-05	P1308	P1708	P1808	Adult 成人(>30kg)		
GE-Datex 德恩	SAS-AF	P1010	P1410	P1810	Neonate/Adult 成人/新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN04	See Datex SpO2 cables 参考转接线
	SAS-AF	P1110	P1510	P1910	Infant 婴儿(1-15kg)		
	SAS-AF/SAS-AF	P1210	P1610	P1910	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	SAS-AF/SAS-AF	P1310	P1710	P1810	Adult 成人(>30kg)		
GE-OXYTIP+	OXY-AF-10	P1010L	P1410L	P1810L	Neonate/Adult 成人/新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN04	See Ohmeda SpO2 cables 参考转接线
	OXY-AF-10	P1110L	P1510L	P1910L	Infant 婴儿(1-15kg)		
	OXY-AF-10	P1210L	P1610L	P1910L	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	OXY-AF-10	P1310L	P1710L	P1810L	Adult 成人(>30kg)		
GE-TruSignal Ⓝ	TS-AF-10 TS-AF-25	P1010S	P1410S	P1810S	Neonate/Adult 成人/新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN64	See Ohmeda SpO2 cables 参考转接线
		P1110S	P1510S	P1910S	Infant 婴儿(1-15kg)		
		P1210S	P1610S	P1910S	Pediatric 儿童(15-40kg)		
		P1310S	P1710S	P1810S	Adult 成人(>30kg)		
Masim	1862	P1015A	P1415A	P1815A	Neonate/Adult 成人/新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN23	See Masim SpO2 cables 参考转接线
	1861	P1115A	P1515A	P1915A	Infant 婴儿(1-15kg)		
	1860	P1215A	P1615A	P1915A	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	1859	P1315A	P1715A	P1815A	Adult 成人(>30kg)		
	1002	P1015B	P1415B	P1815B	Neonate/Adult 成人/新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN24	See Masim SpO2 cables 参考转接线
		P1115B	P1515B	P1915B	Infant 婴儿(1-15kg)		
	1025	P1215B	P1615B	P1915B	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	1001	P1315B	P1715B	P1815B	Adult 成人(>30kg)		
Nellcor	N25	P1019	P1419	P1819	Neonate/Adult 成人/新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN30	See Nellcor SpO2 cables 参考转接线
	I20	P1119	P1519	P1919	Infant 婴儿(1-15kg)		
	D20	P1219	P1619	P1919	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	D25	P1319	P1719	P1819	Adult 成人(>30kg)		

DISPOSABLE SPO2 SENSORS 一次性血氧探头

Nellcor	MAX-N	P1019A	P1419A	P1819A	Neonate/Adult 成人 / 新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN31	See Nellcor SpO2 cables 参考转接线
	MAX-I	P1119A	P1519A	P1919A	Infant 婴儿(1-15kg)		
	MAX-P	P1219A	P1619A	P1919A	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	MAX-A	P1319A	P1719A	P1819A	Adult 成人(>30kg)		
Nihon Kohden 光电	TL-253T	P1021	P1421	P1821	Neonate/Adult 成人 / 新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN33	See Nihon Kohden SpO2 cables 参考转接线
	TL-252T	P1121	P1521	P1921	Infant 婴儿(1-15kg)		
	TL-252T	P1221	P1621	P1921	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	TL-251T	P1321	P1721	P1821	Adult 成人(>30kg)		
Nonin 燕牌	9000N	P1022	P1422	P1822	Neonate/Adult 成人 / 新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN83	See Nonin SpO2 cables 参考转接线
	9000I	P1122	P1522	P1922	Infant 婴儿(1-15kg)		
	9000P	P1222	P1622	P1922	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	9000A	P1322	P1722	P1822	Adult 成人(>30kg)		
Novametrix 诺医	AS140	P1023	P1423	P1823	Neonate/Adult 成人 / 新生儿 (<3kg/>30kg)	 CN04	See Novametrix SpO2 cables 参考转接线
	AS120	P1123	P1523	P1923	Infant 婴儿(1-15kg)		
	AS120	P1223	P1623	P1923	Pediatric 儿童(15-40kg)		
	AS110	P1323	P1723	P1823	Adult 成人(>30kg)		